

Dispozitive de monitorizare a glicemiei

Ultima actualizare: Octombrie 2025

Expresia „specific pentru glucoză” se aplică monitoarelor sau benzilor de testare care nu sunt afectate de prezența maltozei sau a anumitor alte zaharuri.

NU UTILIZAȚI monitoare sau benzi de testare care utilizează pirolochinolinechinonă glucoză dehidrogenază (PQQ - GDH).

Denumirea comercială a dispozitivului de monitorizare a glicemiei	Compatibil cu Polithera (Icodextrină)	Producător
Contour Next	Da	Ascensia Diabetes Care www.ascensia.com
Accu-Chek Aviva Accu-Chek Guide Accu-Chek Instant Accu-Chek Active Accu-Chek Mobile	Da	Roche Diagnostics www.accu-chek.com
OneTouch® Select Plus OneTouch® Select Plus Flex OneTouch® Select Plus Simple OneTouch® Select Simple OneTouch® Ultra2 OneTouch® UltraEasy OneTouch® UltraMini OneTouch® UltraVue OneTouch® Ultra Plus Flex OneTouch® Ultra Plus Reflect OneTouch® Verio OneTouch® Verio Flex OneTouch® Verio IQ OneTouch® Verio Pro+ OneTouch® Verio Vue OneTouch® Verio Reflect	Da	Lifescan, Inc. www.lifescan.com

Lista nu este exhaustivă și este actualizată permanent.